

INSTRUCCIONES:

HECES–ESTUDIO PARASITOLÓGICO SERIADO

- Dos días previos a la recolección, evite purgantes oleosos y antiparasitarios.
- Recolecte la muestra en un recipiente limpio; por ejemplo, en una chata.
- Tome una fracción de la muestra con una espátula de madera, y colóquela en el frasco con formol proveído por el laboratorio.
- Repita el procedimiento dos veces más, en días consecutivos o alternos.

IMPORTANTE:

- No son válidas las muestras recolectadas directamente del inodoro.
- Al agregar las porciones de muestra en el frasco, mezcle bien con el líquido conservante y cuide que este cubra completamente el material.
- Si a simple vista observa parásitos, colóquelos en otro frasco que contenga agua para su identificación.
- En todo momento, mantenga el frasco bien tapado, en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
- Envíe al laboratorio.

Horario de Atención del Laboratorio
Lunes a Viernes, de 06:00 h–22:00 h. / Sábados, de 06:00 h–19:00 h.
Domingos y Feriados, de 07:00 h–12: 00 h.
Urgencias: 24 horas